



Bovia Medical  
5115 Ulmerton Road  
Clearwater, FL 33760 USA

# Reusable Grounding Cable

REF: A1202C

Qty. 1

CE



SEE INSTRUCTIONS FOR USE

Rx ONLY

## Instructions for Use Reusable Grounding Pad Cable

**WARNING:** Inspect prior to use. Do not use if cable insulation is cracked, split, or otherwise damaged. Electric shock could result.

**CAUTION:** Do not autoclave. Damage may occur.

**CAUTION:** Do not use a reusable (steel) grounding plate with A1202C or A1252C cables. Breakage of the clip may occur.

**Use:** Grounding pad cables are used to create a pathway to direct the electrical current through the patient back to the generator. Cables are only compatible with specific generators and grounding pads.

**To Clean:** Wipe with a cloth or gauze that has been soaked in warm water and dry with a clean cloth. Disinfect using a phenol or glutaraldehyde based solution prepared according to the manufacturer's recommendations. Wipe again with warm water and dry using a clean cloth.

**CAUTION:** Do not soak the cable in any disinfection solution as damage may occur.

Cable Catalog Number	Grounding Pad	Generator	Use
A1202C	A1202 (Single-Use)	A950	Open Blue clip and heat grounding pad. Close clip by pressing downward until the lid clicks into place. Do not force the clip to close.
A1252C	ESSE, ESSE (Single-Use)	A1250, A2250, A3250, IDS-200, IDS-300	Align male end of cable with female end of grounding plate. While holding the cable, turn the plate clockwise until the plate is securely attached.
A1254C	All reusable (steel) grounding plates	A1250, A2250, A3250, IDS-200, IDS-300	

## Gebruiks instructies herbruikbare kabel aardingspad

**PAS OP:** Controleer vóór gebruik. Niet gebruiken wanneer de isolatie van de kabel gescheurd, gespleten of anderszins beschadigd is. Dit kan resulteren in elektrische schok.

**OPGEPAST:** Niet autoclaveren. Dit kan tot schade leiden.

**OPGEPAST:** Gebruik geen herbruikbare (staalen) aardingsplaat met A1202C- of A1252C-kabels. De kleim kan dan breken.

**Gebruik:** Aardingspad-kabels worden gebruikt om een pad te creëren om de elektrische stroom door de patiënt terug naar de generator te leiden. De kabels zijn alleen compatibel met specifieke generatoren en aardingspads.

**Om schoon te maken:** Schoonvegen met een in warm water gedrenkte doek of gaas en afdrogen met een schone doek. Desinfecteren met een op phenol of glutaraldehyde gebaseerde oplossing die bereid is volgens aanbevelingen van de fabrikant. Opnieuw schoonvegen met warm water en afdrogen met een schone doek.

**OPGEPAST:** Week de kabel niet in een desinfecterende oplossing aangezien dit tot schade kan leiden.

Catalogus-nummer kabel	Aardingspad	Generator	Gebruik
A1202C	A1202 (Eelron, gebruik)	A950	Open blauwe kleim en voer aardingspad in. Sluit kleim door naar voren te duwen tot de kabel op plaats klikt. Forceer sluiting van de kleim niet.
A1252C	ESSE (Eelron, gebruik)	A1250, A2250, A3250, IDS-200, IDS-300	Uitlijnen mannelijk uiteinde van kabel uit met vrouwelijk uiteinde aardingsplaat. Terwijl u de kabel vasthoudt, draait u de plaat kloksgewijs tot deze goed vast zit.
A1254C	Gehoeel herbruikbare (staalen) aardingsplaten	A1250, A2250, A3250, IDS-200, IDS-300	

